



Enjoy Mobility

FIN CUPS

S Y S T E M

DOUBLE MOBILITY

INFORMACIÓN DE PRODUCTO

FIN CUPS

S Y S T E M
DOUBLE MOBILITY

INSERTO DOBLE MOVILIDAD

El concepto de doble movilidad con FIN CUPS SYSTEM, indicado en casos de alto riesgo de luxación o en caso de revisión del inserto en una copa bien osteointegrada, consiste en el uso de un inserto en aleación de Cromo Cobalto (CrCo) pulido espejo, que se articula con un inserto de polietileno (XLPE - High Cross Polyethylene o XLPE + Vit E) de gran diámetro.

Las cabezas femorales de 28mm o 22.2mm se articulan con el inserto de polietileno móvil para crear la segunda articulación.

INSERTO DE DOBLE MOVILIDAD

Disponible en:

- Polietileno reticulado XLPE
- Polietileno reticulado XLPE + vitamina E

Para copas de medidas: 48 ÷ 72mm

CABEZAS FEMORALES

Materiales: CrCo, cerámica y acero inoxidable

Diámetros: 22.2mm (CrCo) y 28mm (CrCo, cerámica y acero inoxidable)



Medida copa FIN CUPS SYSTEM	INSERTO CrCo	INSERTO CrCo revestimiento allergy	INSERTO XLPE	INSERTO XLPE + Vit E	Compatibilidad con CABEZA FEMORAL
48mm	110367748	110367748A	110367948	110368148	22.2mm
50mm					
52mm	110367752	110367752A	110367952	110368152	28mm
54mm					
56mm	110367756	110367756A	110367956	110368152	28mm
58mm					
60mm	110367760	110367760A	110367960	110368160	28mm
62mm					
64mm					
66mm					
68mm					
70mm					
72mm					



INSERTO EN CrCo

- Disponible con o sin revestimiento allergy (nitruro de titanio y niobio TiNbN)
- Equipado con un hombro para extracción
- Compatible con cualquier copa FIN CUPS SYSTEM. Conexión cónica
- Acabado espejo en la superficie interna para reducir el desgaste del polietileno
- Para copas de medidas: 48 ÷ 72mm

Página web

Utilice el código QR para visitar la página web de Gruppo Bioimpianti



IFU

Utilice el código QR para ver la información completa del producto, incluidas las instrucciones de uso, indicaciones y contraindicaciones, precauciones y advertencias



Técnica Quirúrgica

Utilice el código QR para ver la técnica quirúrgica, los códigos de producto y los tamaños disponibles.



Kit Direct Anterior Approach

Utilice el código QR para ver la información completa del kit Direct Anterior Approach



Este documento está destinado exclusivamente a los profesionales médicos, especialmente médicos y cirujanos.

Este documento no constituye un consejo médico, no dispensa recomendaciones médicas y no transmite ninguna información diagnóstica o terapéutica.

Las informaciones y técnicas presentadas en este documento fueron compiladas por un equipo de expertos médicos y de especialistas de Gruppo Bioimpianti; pero Gruppo Bioimpianti no se hace responsable del uso incorrecto.

Para cualquier información o pregunta sobre esta publicación o cualquier otra cosa, contactar con GRUPPO BIOIMPIANTI.



Enjoy Mobility

GRUPPO BIOIMPIANTI S.R.L.

Via Liguria 28, 20068 Peschiera Borromeo (Milan) Italy

Tel. +39 02 51650371 - Fax +39 02 51650393

info@bioimpianti.it

bioimpianti.it